

nexxmed

DRIVEN BY CONFIDENCE





Splint Nasal

Tem como finalidade a sustentação e reconstituição anatômica da cavidade nasal além da prevenção de aderências, sangramentos e sinéquias em procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia.

Splint Nasal com Cânula



Splint Nasal Reto





Cânula de Microdebridação

É utilizada em procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia para corte, ressecção e microdebridação de tecidos.

Diâmetros: 3 mm e 4 mm

Comprimentos: 95 mm e 120 mm

Janela: Corte para dentro (NU) e
Corte para fora (NU-O)

Modelos: Reta, 15° e 40°



IN
Incisor

LV



RZ



EP



ST



RZM



STM



LEPIN4000STNU	Cânula de Microdebridação ENT LEP IN 40 00 ST NU
LEPIN4015STNU	Cânula de Microdebridação ENT LEP IN 40 15 ST NU
LEPIN4040STNU	Cânula de Microdebridação ENT LEP IN 40 40 ST NU



Cânula de Microdebridação Multiangulável

É utilizada em procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia para corte, ressecção e microdebridação de tecidos. Sua tecnologia permite ser angulada no momento do ato cirúrgico de acordo com a necessidade específica do procedimento, utilizando o Dispositivo de Dobra (Registro: 80743230050)a, preservando suas características de corte e aspiração.

Diâmetros: 3 mm e 4 mm

Comprimento: 95 e 120 mm

Encaixes: LV | RZ | ST | EP | SM | RZM | STM

ANVISA: 80743230054



Dispositivo de Dobra

Destina-se a oferecer a angulação das Cânulas de Microdebridação Multianguláveis (Registro: 80743230054) durante procedimentos de otorrinolaringologia.

ANVISA: 80743230050





Microdissectores

Destinam-se à ablação, corte, coagulação e dissecação durante procedimentos otorrinolaringológicos e bucomaxilofaciais minimamente invasivos. São projetados para oferecer precisão e controle na aplicação da energia, minimizando danos térmicos aos tecidos adjacentes e proporcionando melhor visibilidade do campo cirúrgico.

Comprimento: 52 a 135 mm



Agulha 0°



Com Caneta

ANVISA: 80743230122



Sem Caneta

ANVISA: 80743230078



CAPAG00052
CAPAG00084
CAPAG00110

Caneta para Ablação RF com ponta ativa tipo AGULHA 0° 52mm.
Caneta para Ablação RF com ponta ativa tipo AGULHA 0° 84mm.
Caneta para Ablação RF com ponta ativa tipo AGULHA 0° 110mm.



 [nexxmed.oficial](https://www.instagram.com/nexxmed.oficial) | [16 3307-4744](tel:1633074744) | [nexxmed.com.br](https://www.nexxmed.com.br)