

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A **Setormed**, localizada na cidade de São Carlos, atua desde 2011 em território nacional, desenvolvendo produtos de alta tecnologia para procedimentos cirúrgicos. Buscamos entregar mais segurança para os profissionais de saúde e tornar acessível a medicina de alta tecnologia para a população.

Missão

COLABORAR de forma ativa e incansável, para o engrandecimento da indústria nacional de **DISPOSITIVOS MÉDICOS** no cenário global.

Visão

ATENDER nossos clientes e toda a sociedade com produtos e serviços de **ALTA QUALIDADE**, gerando valor com sustentabilidade para toda nossa cadeia de relacionamento.

Valor

ALTA PRODUTIVIDADE com qualidade, bem-estar, verdade e gratidão são os pilares dos valores encontrados em nosso dia a dia, aqui, na **SETORMED**.

COLUMNA

ÍNDICE

Lâminas de Shaver - TIPO 05	04
Lâminas de Shaver - TIPO 06	05
Lâminas de Shaver - TIPO 07	06
Lâminas de Shaver - TIPO 09	07
Lâminas de Shaver - TIPO 12	08
Spineout	09
InterBlade	10
Cânula Multipolar STD	11
Kit Cânula de Discectomia - Cervical	12
Kit Cânula de Discectomia - Lombar SEP	13
Kit Cânula de Discectomia - Lombar LSR	15
Out Core	16
Kit Cânula ST Fiber Setormed	17
Fibra Óptica	18
Cânula de Punção	19
Equipo de Irrigação para Artroscopia	20
Equipo para Artroscopia	21
Equipo de Irrigação Gravitacional	22
Ferramentas para Drill	23




Indicações e Funções
dos produtos, vide
instrução de uso.



Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridaço

www.
setormed
.com.br



TIPO 05
Setormed

Registro Anvisa: 80777280107

ESPECIFICAÇÕES

Medidas: Ø 3.5 X 300mm - Alumínio


- 160 05 06 03** - TIPO 05, Ø3,5 x 300mm, **BA**
- 160 05 06 05** - TIPO 05, Ø3,5 x 300mm, **BR**
- 160 05 06 11** - TIPO 05, Ø3,5 x 300mm, **BD**
- 160 05 06 12** - TIPO 05, Ø3,5 x 300mm, **BRSP**
- 160 05 06 13** - TIPO 05, Ø3,5 x 300mm, **BASP**
- 160 05 06 14** - TIPO 05, Ø3,5 x 300mm, **BOSP**

Medidas: Ø 3.5 X 360mm - Alumínio

- 160 05 10 03** - TIPO 05, Ø3,5 x 360mm, **BA**
- 160 05 10 05** - TIPO 05, Ø3,5 x 360mm, **BR**
- 160 05 10 11** - TIPO 05, Ø3,5 x 360mm, **BD**
- 160 05 10 12** - TIPO 05, Ø3,5 x 360mm, **BRSP**
- 160 05 10 13** - TIPO 05, Ø3,5 x 360mm, **BASP**
- 160 05 10 14** - TIPO 05, Ø3,5 x 360mm, **BOSP**

Indicação:

A **Cânula de Debridaço TP** ou Lâminas de Shaver, são indicados para a debridaço de partes moles, raspagem e perfuraço de tecidos ósseos em procedimentos cirúrgicos por vídeo. Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.



BA



BR



BD



BRSP




BASP



BOSP

Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridaço



TIPO 06
(compat. Dyonics)

Registro Anvisa: 80777280107

ESPECIFICAÇÕES

Medidas: Ø 3.5 X 300mm - Alumínio


- 160 06 06 03** - TIPO 06, Ø3,5 x 300mm, BA
- 160 06 06 05** - TIPO 06, Ø3,5 x 300mm, BR
- 160 06 06 11** - TIPO 06, Ø3,5 x 300mm, BD
- 160 06 06 12** - TIPO 06, Ø3,5 x 300mm, BRSP
- 160 06 06 13** - TIPO 06, Ø3,5 x 300mm, BASP
- 160 06 06 14** - TIPO 06, Ø3,5 x 300mm, BOSP

Medidas: Ø 3.5 X 360mm - Alumínio

- 160 06 10 03** - TIPO 06, Ø3,5 x 360mm, BA
- 160 06 10 05** - TIPO 06, Ø3,5 x 360mm, BR
- 160 06 10 11** - TIPO 06, Ø3,5 x 360mm, BD
- 160 06 10 12** - TIPO 06, Ø3,5 x 360mm, BRSP
- 160 06 10 13** - TIPO 06, Ø3,5 x 360mm, BASP
- 160 06 10 14** - TIPO 06, Ø3,5 x 360mm, BOSP

Indicação:

A **Cânula de Debridaço TP** ou Lâminas de Shaver, são indicados para a debridaço de partes moles, raspagem e perfuraço de tecidos ósseos em procedimentos cirúrgicos por vídeo. Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.



Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridaço



TIPO 07
(compat. Linvatec)

Registro Anvisa: 80777280107

ESPECIFICAÇÕES

Medidas: Ø 3.5 X 300mm - Alumínio


- 160 07 06 03** - TIPO 07, Ø3,5 x 300mm, BA
- 160 07 06 05** - TIPO 07, Ø3,5 x 300mm, BR
- 160 07 06 11** - TIPO 07, Ø3,5 x 300mm, BD
- 160 07 06 12** - TIPO 07, Ø3,5 x 300mm, BRSP
- 160 07 06 13** - TIPO 07, Ø3,5 x 300mm, BASP
- 160 07 06 14** - TIPO 07, Ø3,5 x 300mm, BOSP

Medidas: Ø 3.5 X 360mm - Alumínio

- 160 07 10 03** - TIPO 07, Ø3,5 x 360mm, BA
- 160 07 10 05** - TIPO 07, Ø3,5 x 360mm, BR
- 160 07 10 11** - TIPO 07, Ø3,5 x 360mm, BD
- 160 07 10 12** - TIPO 07, Ø3,5 x 360mm, BRSP
- 160 07 10 13** - TIPO 07, Ø3,5 x 360mm, BASP
- 160 07 10 14** - TIPO 07, Ø3,5 x 360mm, BOSP


Indicação:

A **Cânula de Debridaço TP** ou Lâminas de Shaver, são indicados para a debridaço de partes moles, raspagem e perfuraço de tecidos ósseos em procedimentos cirúrgicos por vídeo. Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.



Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridaço



TIPO 09
(compat. Odhon/Razek)

Registro Anvisa: 80777280107

ESPECIFICAÇÕES

Medidas: Ø 3.5 X 300mm - Alumínio

- 160 09 06 03** - TIPO 09, Ø3,5 x 300mm, BA
- 160 09 06 05** - TIPO 09, Ø3,5 x 300mm, BR
- 160 09 06 11** - TIPO 09, Ø3,5 x 300mm, BD
- 160 09 06 12** - TIPO 09, Ø3,5 x 300mm, BRSP
- 160 09 06 13** - TIPO 09, Ø3,5 x 300mm, BASP
- 160 09 06 14** - TIPO 09, Ø3,5 x 300mm, BOSP

Medidas: Ø 3.5 X 360mm - Alumínio

- 160 09 10 03** - TIPO 09, Ø3,5 x 360mm, BA
- 160 09 10 05** - TIPO 09, Ø3,5 x 360mm, BR
- 160 09 10 11** - TIPO 09, Ø3,5 x 360mm, BD
- 160 09 10 12** - TIPO 09, Ø3,5 x 360mm, BRSP
- 160 09 10 13** - TIPO 09, Ø3,5 x 360mm, BASP
- 160 09 10 14** - TIPO 09, Ø3,5 x 360mm, BOSP

Indicação:

A **Cânula de Debridaço TP** ou Lâminas de Shaver, são indicados para a debridaço de partes moles, raspagem e perfuraço de tecidos ósseos em procedimentos cirúrgicos por vídeo. Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.



BA



BR



BD



BRSP



BASP




BOSP

Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridaço

Indicaço:

A **Cânula de Debridaço TP** ou Lâminas de Shaver, são indicados para a debridaço de partes moles, raspagem e perfuraço de tecidos ósseos em procedimentos cirúrgicos por vídeo. Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.



TIPO 12 (compat. Stryker Fórmula)

Registro Anvisa: 80777280107


ESPECIFICAÇÕES

Medidas: Ø 3.5 X 300mm - Alumínio

- 160 12 06 03** - TIPO 12, Ø3,5 x 300mm, BA
- 160 12 06 05** - TIPO 12, Ø3,5 x 300mm, BR
- 160 12 06 11** - TIPO 12, Ø3,5 x 300mm, BD
- 160 12 06 12** - TIPO 12, Ø3,5 x 300mm, BRSP
- 160 12 06 13** - TIPO 12, Ø3,5 x 300mm, BASP
- 160 12 06 14** - TIPO 12, Ø3,5 x 300mm, BOSP

Medidas: Ø 3.5 X 360mm - Alumínio

- 160 12 10 03** - TIPO 12, Ø3,5 x 360mm, BA
- 160 12 10 05** - TIPO 12, Ø3,5 x 360mm, BR
- 160 12 10 11** - TIPO 12, Ø3,5 x 360mm, BD
- 160 12 10 12** - TIPO 12, Ø3,5 x 360mm, BRSP
- 160 12 10 13** - TIPO 12, Ø3,5 x 360mm, BASP
- 160 12 10 14** - TIPO 12, Ø3,5 x 360mm, BOSP



Registro Anvisa: 80777280150



Composição do Kit:

- 1 Cânula Multipolar
- 1 Cânula de Punção
- 1 Fio de Nitinol
- 2 Lâminas de Shaver sendo 1 BD
- 1 Equipo de Irrigação



BD
Broca Diamantada

Instrução de Uso



Encaixes




TIPO 05
(compat. Setormed)



TIPO 06
(compat. Dyonics)



TIPO 07
(compat. Linvatec)



TIPO 09
(compat. Odhon/Razek)



TIPO 12
(compat. Stkyker)

Pontas



BRSP
Broca Redonda
sem proteção



BR
Broca Redonda



BOSP
Broca Oval
sem proteção



BA
Broca Afilada




BASP
Broca Afilada
sem proteção

Conexões



Cânula Multipolar STD
Conexão Tipo 1



Cânula Multipolar STD
Conexão Tipo 2

Equipos



Registro Anvisa: 80777280153



Composição do Kit:

- 1 Cânula Multipolar
- 1 Cânula de Punção
- 1 Fio de Nitinol
- 2 Lâminas de Shaver sendo 1 BD
- 1 Equipamento de Irrigação
- 1 Régua



BD
Broca Diamantada

Indicação:

O **InterBlade** é um conjunto de produtos descartáveis que fornecem ao cirurgião um método para acesso interlaminar endoscópico na coluna vertebral de forma segura e eficaz.

São exemplos de procedimentos onde o **InterBlade** pode ser utilizado: tratamento de hérnia de disco, biópsias, laminectomia, laminotomia, descompressão da coluna, descompressão de cauda equina, nucleotomia, nucleoplastia, anulotomia, anuloplastia, foraminotomia, foraminoplastia, entre outros.


Encaixes




TIPO 05
(compat. Setormed)



TIPO 06
(compat. Dyonics)



TIPO 07
(compat. Linvatec)



TIPO 09
(compat. Odhon/Razek)



TIPO 12
(compat. Stkyker)

Pontas



BRSP
Broca Redonda
sem proteção



BR
Broca Redonda



BOSP
Broca Oval
sem proteção



BA
Broca Afilada




BASP
Broca Afilada
sem proteção

Conexões



Cânula Multipolar STD
Conexão Tipo 1




Cânula Multipolar STD
Conexão Tipo 2

Equipos



Cânula

Multipolar STD



Registro Anvisa: 80777280146

Indicação:

A **Cânula Multipolar STD** possui a indicação de fornecer um método percutâneo seguro e eficaz em procedimentos de descompressão de hérnias de disco e/ou no tratamento de protrusões discais com rompimento parcial das fibras anulares.

ESPECIFICAÇÕES

Descrição

Cânula Multipolar STD
Conexão Tipo 1


Código do Produto
SPN-000-06



Descrição

Cânula Multipolar STD
Conexão Tipo 2

Código do Produto
SPN-000-07





Instrução de Uso



Kit Cânula de Discectomia

Percutânea de Disco Cervical



Registro Anvisa: 80777280128

Indicação:

O Kit Cânula de discectomia de disco Cervical fornece um instrumental eficaz para intervenção cirúrgica de Discectomia Percutânea da região cervical através de cirurgia minimamente invasiva para hernia de disco não extrusas.

ESPECIFICAÇÕES

- 225 05 00 00** - Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Cervical **Tipo 05**
- 225 06 00 00** - Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Cervical **Tipo 06**
- 225 07 00 00** - Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Cervical **Tipo 07**
- 225 09 00 00** - Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Cervical **Tipo 09**
- 225 12 00 00** - Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Cervical **Tipo 12**

Composição do Kit:


- 01** - Trefina Ø2,8mm x 115 mm
- 02** - Obturador Ø2,8mm x 115 mm
- 03** - Trocáter x Ø3,5mm x 95 mm
- 04** - Cânula de Corte Ø 2,8 x 130 mm
- 05** - Fio Guia Ø1,5mm x 260 mm
- 06** - Cânula de Punção com Mandril Ø2,2mm x 148mm
- 07** - Tubo Aspirador com Coletor - Mangueira: Ø6,35 x 3,5m

Instrução de Uso



Kit Cânula de Discectomia

Percutânea de Disco Lombar SEP



Registro Anvisa: 80777280131

ESPECIFICAÇÕES

226 05 00 00

Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Lombar **TIPO 05**

Composição do Kit:

- 01** - Trefina Lombar Ø2,8 x 185mm
- 02** - Obturador Lombar Ø2,8 x 160mm
- 03** - Trocarter Lombar Ø3,5 x 143,5mm
- 04** - Cânula de Corte Lombar TIPO 05 Ø2,8 x 200mm
- 05** - Fio Guia Lombar Ø1,5 x 325mm
- 06** - Cânula de Punção Lombar Ø2,2 x 220mm
- 07** - Tubo Aspirador com Coletor - Mangueira: Ø6,35 x 3,5m

226 06 00 00

Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Lombar **TIPO 06**

Composição do Kit:

- 01** - Trefina Lombar Ø2,8 x 185mm
- 02** - Obturador Lombar Ø2,8 x 160mm
- 03** - Trocarter Lombar Ø3,5 x 143,5mm
- 04** - Cânula de Corte Lombar TIPO 06 Ø2,8 x 200mm
- 05** - Fio Guia Lombar Ø1,5 x 325mm
- 06** - Cânula de Punção Lombar Ø2,2 x 220mm
- 07** - Tubo Aspirador com Coletor - Mangueira: Ø6,35 x 3,5m

Indicação:


O Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Lombar SEP fornece um método eficaz para descompressão de hérnia de disco através de cirurgia minimamente invasiva. Através dos mecanismos de debridação e aspiração das cânulas é realizado o procedimento cirúrgico.

Instrução de Uso



Kit Cânula de Discectomia

Percutânea de Disco Lombar LSR



Registro Anvisa: 80777280132

ESPECIFICAÇÕES

226 07 00 00

Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Lombar TIPO 07

Composição do Kit:

- 01 - Trefina Lombar Ø2,8 x 185mm
- 02 - Obturador Lombar Ø2,8 x 160mm
- 03 - Trocarter Lombar Ø3,5 x 143,5mm
- 04 - Cânula de Corte Lombar TIPO 07 Ø2,8 x 200mm
- 05 - Fio Guia Lombar Ø1,5 x 325mm
- 06 - Cânula de Punção Lombar Ø2,2 x 220mm
- 07 - Tubo Aspirador com Coletor - Mangueira: Ø6,35 x 3,5m

226 09 00 00

Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Lombar TIPO 09

Composição do Kit:

- 01 - Trefina Lombar Ø2,8 x 185mm
- 02 - Obturador Lombar Ø2,8 x 160mm
- 03 - Trocarter Lombar Ø3,5 x 143,5mm
- 04 - Cânula de Corte Lombar TIPO 09 Ø2,8 x 200mm
- 05 - Fio Guia Lombar Ø1,5 x 325mm
- 06 - Cânula de Punção Lombar Ø2,2 x 220mm
- 07 - Tubo Aspirador com Coletor - Mangueira: Ø6,35 x 3,5m

Indicação:


O Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Lombar LSR fornece um método eficaz para descompressão de hérnia de disco através de cirurgia minimamente invasiva. Através dos mecanismos de debridaç o e aspira  o das c nulas   realizado o procedimento cir rgico.

Instru  o de Uso



Kit Cânula de Discectomia

Percutânea de Disco Lombar LSR



Registro Anvisa: 80777280132

ESPECIFICAÇÕES

226 12 00 00

Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Lombar **TIPO 12**

Composição do Kit:

- 01** - Trefina Lombar Ø2,8 x 185mm
- 02** - Obturador Lombar Ø2,8 x 160mm
- 03** - Trocarter Lombar Ø3,5 x 143,5mm
- 04** - Cânula de Corte Lombar TIPO 12 Ø2,8 x 200mm
- 05** - Fio Guia Lombar Ø1,5 x 325mm
- 06** - Cânula de Punção Lombar Ø2,2 x 220mm
- 07** - Tubo Aspirador com Coletor - Mangueira: Ø6,35 x 3,5m.

Indicação:


O Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Lombar LSR fornece um método eficaz para descompressão de hérnia de disco através de cirurgia minimamente invasiva. Através dos mecanismos de debridação e aspiração das cânulas é realizado o procedimento cirúrgico.

Instrução de Uso



Out Core

Kit Cânula para Descompressão Intradiscal



Registro Anvisa: 80777280122

CMA

TIPO 05
(compat. Setormed)

Indicação:

O Kit Cânula para Descompressão Intra-Discal Out Core STD fornece um instrumental eficaz para intervenção cirúrgica de Discectomia Percutânea através de cirurgia minimamente invasiva para hernia de disco não extrusas do nível da 5ª vertebra lombar com a 1ª vertebra sacral (L5/S1).

ESPECIFICAÇÕES

153 00 00 00 - KIT Cânula para Descompressão Intra-Discal OUT CORE STD

Composição do Kit:

- 01 - Fio de Nitinol OUT CORE STD - Ø1,0 x 410 mm;
- 02 - Cânula de Punção OUT CORE STD - Ø1,8 x 220 mm;
- 03 - Cânula de Acesso OUT CORE STD - Ø4,5 x 220 mm;
- 04 - Obturador OUT CORE STD - Ø3,0 x 235 mm;
- 05 - Trefina OUT CORE STD - Ø3,0 x 240 mm;
- 06 - Cânula Debridação OUT CORE STD - Ø2,8 x 240 mm;
- 07 - Tubo Aspirador com Coletor - Mangueira: Ø6,35 x 3,5m


Instrução de Uso



Kit Cânula ST

Fiber ST Setormed

www.
setormed
.com.br



Registro Anvisa: 80777280084

Indicação:

O **KIT CÂNULA ST FIBER SETORMED** pode ser utilizado em várias situações cirúrgicas baseadas em laser. As indicações incluem, mas não limitam-se a ablação e vaporização de tecidos

- 01 - PEÇA DE MÃO
- 02 - FIBRA
- 03 - BAIONETA
- 04 - CÂNULA RETA
- 05 - CÂNULA CURVA

ESPECIFICAÇÕES

- 095 43 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 110mm e Baioneta Longa p/ FIBRA 200
- 095 45 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 110mm e Baioneta Média p/ FIBRA 400
- 095 47 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 110mm e Baioneta Média p/ FIBRA 600
- 095 50 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 160mm e Baioneta Média p/ FIBRA 200
- 095 52 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 160mm e Baioneta Longa p/ FIBRA 400
- 095 54 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 160mm e Baioneta Longa p/ FIBRA 600

Instrução de Uso



Fibra Óptica

Descartável



Conector SMA 905

Registro Anvisa: 80777280072

Indicação:

A **Fibra Óptica Descartável Setormed** pode ser utilizada em várias situações cirúrgicas baseadas em laser. As indicações incluem, mas não se limitam a ablação e vaporização de tecidos.

ESPECIFICAÇÕES

- 059 01 00 00** - Fibra óptica descartável com 2.5m X 200 μ m
- 059 03 00 00** - Fibra óptica descartável com 2.5m X 400 μ m
- 059 05 00 00** - Fibra óptica descartável com 2.5m X 600 μ m

Instrução de Uso



Cânula de Punção

Descartável Setormed



Registro Anvisa: 80777280030

ESPECIFICAÇÕES

051 01 00 00 - Cânula de Punção 1

Composição do Kit:

- 01** - 1 unidade da Cânula de Punção diâmetro de 2,2mm x 220mm
- 02** - 1 unidade do Fio Guia de Nitinol Ø1,3mm x 280mm.

051 02 00 00 - Cânula de Punção 2

Composição do Kit:

- 01** - 1 unidade da Cânula de Punção diâmetro de 2,2mm x 220mm
- 02** - 2 unidade do Fio Guia de Nitinol Ø1,3mm x 280mm.

051 03 00 00 - Cânula de Punção 3

Composição do Kit:

- 01** - 1 unidade da Cânula de Punção diâmetro de 2,2mm x 220mm
- 02** - 3 unidade do Fio Guia de Nitinol Ø1,3mm x 280mm.

051 04 00 00 - Cânula de Punção 4

Composição do Kit:

- 01** - 1 unidade da Cânula de Punção diâmetro de 2,5mm x 220mm
- 02** - 1 unidade do Fio Guia de Nitinol Ø1,5mm x 280mm.

051 05 00 00 - Cânula de Punção 5

Composição do Kit:

- 01** - 1 unidade da Cânula de Punção diâmetro de 2,5mm x 220mm
- 02** - 2 unidade do Fio Guia de Nitinol Ø1,5mm x 280mm.

051 06 00 00 - Cânula de Punção 6

Composição do Kit:

- 01** - 1 unidade da Cânula de Punção diâmetro de 2,5mm x 220mm
- 02** - 3 unidade do Fio Guia de Nitinol Ø1,5mm x 280mm.

Indicação:

A Cânula de Punção Descartável Setormed tem como função realizar a primeira punção até o disco intervertebral, para auxiliar cirurgias de discectomia e também pode ser utilizada para introdução de contraste ou medicamento.

Instrução de Uso



Equipo de Irrigação para Artroscopia



(compat. Razek / Stryker / Setormed S3D)

Registro Anvisa: 80777280099

Indicação:

O **Equipo para Bomba de Irrigação** é indicado para ser utilizado com o equipamento Bomba de Irrigação S3D (produto objeto de outro registro) para procedimentos artroscópicos e endoscópicos, o qual tem a indicação para aplicar líquido em uma articulação no diagnóstico e/ou procedimentos cirúrgicos

ESPECIFICAÇÕES

164 01 00 00 - Equipo para Bomba de Irrigação Tipo 01 (Compatível Razek / Richard Wolf / Wom)


164 04 00 00 - Equipo para Bomba de Irrigação Tipo 02 (Compatível Setormed / Stryker)

Instrução de Uso



Equipo

para Artroscopia



(compat. Bomba Linvatec 10k e 24k)

Registro Anvisa: 80777280044

Indicação:

O **Equipo para Artroscopia Setormed** é indicado para utilização em Bomba de Irrigação para Artroscopia.

ESPECIFICAÇÕES

164 06 00 00 - Equipo Tipo L

Instrução de Uso



Equipo de Irrigação

Gravitacional



Registro Anvisa: 80777280140

Indicação:

O **Equipo De Irrigação Gravitacional 4 Vias Setormed** é indicado para cirurgias ou qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico que necessitem de distensão na articulação ou irrigação contínua.

ESPECIFICAÇÕES

EQ-001 - Equipo de Irrigação Gravitacional 4 Vias

Instrução de Uso



Registro Anvisa:

Curta: 80777280111

Média: 80777280106


Longa: 80777280110

Curta Diamantada: 80777280115


Longa Diamantada: 80777280114

Indicação:

As Ferramentas para **Drill Diamantadas** foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com o Drill Setormed nos procedimentos onde são necessários perfurar, raspar e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilaginosos.



TIPOS DE ENCAIXE



TIPOS DE PONTAS



COMPATIBILIDADES DE ENCAIXE

Encaixe (A) - Razek	Encaixe (T) - Stryker (CORE e TPS)
Encaixe (L) - Midas Legend	Encaixe (U) - Stryker
Encaixe (R) - Macon	Encaixe (M) - Liso Ø2,3
Encaixe (S) - Stryker	

Instrução de Uso



ESPECIFICAÇÕES

“Consulte-nos para outras medidas”

Brocas Perfurantes

Encaixe R

167 01 56 02 - Ø1,1 mm x 70 mm
169 01 08 22 - Ø3,5 mm x 150mm
169 01 32 22 - Ø3,5 mm x 180mm

Encaixe S

167 01 57 03 - Ø1,2 mm x 70 mm
169 01 09 22 - Ø3,5 mm x 150mm
169 01 33 22 - Ø3,5 mm x 180mm

Fresa Esféricas de Desbaste

Encaixe S

167 02 57 25 - Ø5,0 mm x 70 mm
169 02 09 22 - Ø3,5mm x 150mm
169 02 09 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 02 33 22 - Ø3,5mm x 180mm
169 02 33 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe U

167 02 95 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm
169 02 11 22 - Ø3,5mm x 150mm
169 02 11 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 02 35 22 - Ø3,5mm x 180mm
169 02 35 23 - Ø4,0mm x 180mm

Fresa de Corte Lateral

Encaixe M

167 10 30 14 - Ø 2,1 mm x 65 mm

Encaixe T

167 10 34 11 - Ø 1,89 mm x 65 mm
167 10 42 11 - Ø 1,89 mm x 69 mm

Encaixe A

167 10 25 14 - Ø 2,10 mm x 65 mm

Fresa Esférica de Corte Rápido

Encaixe R

167 03 92 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm
169 03 08 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 03 08 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 03 32 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 03 32 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe U

167 03 95 19 - Ø 3,0 mm X 95 mm
167 03 95 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm
167 03 95 27 - Ø 6,0 mm x 95 mm
169 03 11 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 03 11 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 03 35 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 03 35 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe M

167 03 54 13 - Ø 2,0 mm X 70 mm
167 03 54 19 - Ø 3,0 mm X 70 mm
167 03 54 23 - Ø 4,0 mm X 70 mm
167 03 54 25 - Ø 5,0 mm X 70 mm
167 03 54 27 - Ø 6,0 mm X 70 mm
169 03 06 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 03 06 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 03 30 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 03 30 23 - Ø4,0mm x 180mm

Diamantada

Encaixe U

167 06 95 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm

Encaixe L

167 06 89 22 - Ø 3,5 mm X 95 mm
167 06 89 23 - Ø 4,0 mm X 95 mm

Encaixe M

167 06 54 13 - Ø 2,0 mm X 70 mm
167 06 54 19 - Ø 3,0 mm X 70 mm
167 06 54 23 - Ø 4,0 mm X 70 mm
167 06 54 25 - Ø 5,0 mm X 70 mm
167 06 54 27 - Ø 6,0 mm X 70 mm

Encaixe U

169 06 11 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 06 11 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 06 35 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 06 35 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe L

169 06 05 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 06 05 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 06 29 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 06 29 23 - Ø4,0mm x 180mm



Instrução de Uso





 +55 16 3416.5398

 www.setormed.com.br  [/setormedbrasil](https://www.facebook.com/setormedbrasil)

 [/company/setormed](https://www.linkedin.com/company/setormed)  [@setormed](https://www.instagram.com/setormed)