

Catálogo
NEURO

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A **Setormed**, localizada na cidade de São Carlos, atua desde 2011 em território nacional, desenvolvendo produtos de alta tecnologia para procedimentos cirúrgicos. Buscamos entregar mais segurança para os profissionais de saúde e tornar acessível a medicina de alta tecnologia para a população.

Missão

COLABORAR de forma ativa e incansável, para o engrandecimento da indústria nacional de **DISPOSITIVOS MÉDICOS** no cenário global.

Visão

ATENDER nossos clientes e toda a sociedade com produtos e serviços de **ALTA QUALIDADE**, gerando valor com sustentabilidade para toda nossa cadeia de relacionamento.

Valor

ALTA PRODUTIVIDADE com qualidade, bem-estar, verdade e gratidão são os pilares dos valores encontrados em nosso dia a dia, aqui, na **SETORMED**.

NEURO

ÍNDICE

Broca Autobloqueante.....	04
Broca para Craniotomia.....	05
Ferramentas para Drill.....	06



Indicações e Funções
dos produtos, vide
instrução de uso.



Broca

Autobloqueante



Registro Anvisa: 80777280012

Indicação:

As **Brocas Autobloqueantes Setormed** foram desenvolvidas para serem utilizadas em procedimentos cirúrgicos para perfurar a calota craniana (trepanação) para que o neuro cirurgião possa acessar o cérebro do paciente.

ESPECIFICAÇÕES


016 02 00 00 - Broca Auto Bloqueante para Crânio Encaixe Hudson Ø14mm;

Instrução de Uso



Broca

para Craniotomia



Registro Anvisa: 80777280012

Indicação:

As **Brocas para Craniótomo Setormed** foram desenvolvidas para serem utilizadas em procedimentos de cirurgia craniana (craniotomia), modelagem óssea craniana e cirurgias de coluna aberta (Laminectomia).

ESPECIFICAÇÕES

- 1 - 020 12 01 25** - Broca de Centro Haste $\varnothing 3/32 \times \varnothing 3,70\text{mm} \times 36,5\text{mm}$.
- 2 - 020 12 02 25** - Broca de Centro Haste $\varnothing 4,5 \times \varnothing 3,70\text{mm} \times 45\text{mm}$.
- 3 - 020 11 01 18** - Broca Craniotomia $\varnothing 2,30\text{mm} \times 44,5\text{mm}$.
- 4 - 020 12 01 20** - Broca de Centro Haste $\varnothing 3/32 \times \varnothing 2,70\text{mm} \times 36,5\text{mm}$.

Instrução de Uso



Registro Anvisa:

Curta: 80777280111

Média: 80777280106


Longa: 80777280110

Curta Diamantada: 80777280115


Longa Diamantada: 80777280114

Indicação:

As Ferramentas para **Drill Diamantadas** foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com o Drill Setormed nos procedimentos onde são necessários perfurar, raspar e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilaginosa.



TIPOS DE ENCAIXE



TIPOS DE PONTAS



COMPATIBILIDADES DE ENCAIXE

Encaixe (A) - Razek	Encaixe (T) - Stryker (CORE e TPS)
Encaixe (L) - Midas Legend	Encaixe (U) - Stryker
Encaixe (R) - Macon	Encaixe (M) - Liso Ø2,3
Encaixe (S) - Stryker	

Instrução de Uso



ESPECIFICAÇÕES

“Consulte-nos para outras medidas”

Brocas Perfurantes

Encaixe R

167 01 56 02 - Ø1,1 mm x 70 mm
169 01 08 22 - Ø3,5 mm x 150mm
169 01 32 22 - Ø3,5 mm x 180mm

Encaixe S

167 01 57 03 - Ø1,2 mm x 70 mm
169 01 09 22 - Ø3,5 mm x 150mm
169 01 33 22 - Ø3,5 mm x 180mm

Fresa Esféricas de Desbaste

Encaixe S

167 02 57 25 - Ø5,0 mm x 70 mm
169 02 09 22 - Ø3,5mm x 150mm
169 02 09 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 02 33 22 - Ø3,5mm x 180mm
169 02 33 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe U

167 02 95 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm
169 02 11 22 - Ø3,5mm x 150mm
169 02 11 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 02 35 22 - Ø3,5mm x 180mm
169 02 35 23 - Ø4,0mm x 180mm

Fresa de Corte Lateral

Encaixe M

167 10 30 14 - Ø 2,1 mm x 65 mm

Encaixe T

167 10 34 11 - Ø 1,89 mm x 65 mm
167 10 42 11 - Ø 1,89 mm x 69 mm

Encaixe A

167 10 25 14 - Ø 2,10 mm x 65 mm

Fresa Esférica de Corte Rápido

Encaixe R

167 03 92 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm
169 03 08 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 03 08 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 03 32 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 03 32 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe U

167 03 95 19 - Ø 3,0 mm X 95 mm
167 03 95 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm
167 03 95 27 - Ø 6,0 mm x 95 mm
169 03 11 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 03 11 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 03 35 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 03 35 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe M

167 03 54 13 - Ø 2,0 mm X 70 mm
167 03 54 19 - Ø 3,0 mm X 70 mm
167 03 54 23 - Ø 4,0 mm X 70 mm
167 03 54 25 - Ø 5,0 mm X 70 mm
167 03 54 27 - Ø 6,0 mm X 70 mm
169 03 06 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 03 06 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 03 30 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 03 30 23 - Ø4,0mm x 180mm

Diamantada

Encaixe U

167 06 95 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm

Encaixe L

167 06 89 22 - Ø 3,5 mm X 95 mm
167 06 89 23 - Ø 4,0 mm X 95 mm

Encaixe M

167 06 54 13 - Ø 2,0 mm X 70 mm
167 06 54 19 - Ø 3,0 mm X 70 mm
167 06 54 23 - Ø 4,0 mm X 70 mm
167 06 54 25 - Ø 5,0 mm X 70 mm
167 06 54 27 - Ø 6,0 mm X 70 mm

Encaixe U

169 06 11 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 06 11 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 06 35 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 06 35 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe L

169 06 05 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 06 05 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 06 29 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 06 29 23 - Ø4,0mm x 180mm



Instrução de Uso



www.
setormed
.com.br



Acesse o nosso
Catálogo Completo de Produtos.
www.setormed.com.br/produtos



 +55 16 3416.5398

 www.setormed.com.br  [/setormedbrasil](https://www.facebook.com/setormedbrasil)

 [/company/setormed](https://www.linkedin.com/company/setormed)  [@setormed](https://www.instagram.com/setormed)