

Especificações de Pontas

APC
Agressivo Perfil Completo

INDICAÇÃO

Tecidos moles, remoções médias



INC
Incisivo

INDICAÇÃO

Tecidos moles, modo agressivo remoções pequenas



APCR
Agressivo Perfil Completo com Raspador

INDICAÇÃO

Tecidos moles, remoções médias com raspador



CMA
Cortador de Menisco Agressivo

INDICAÇÃO


Tecidos cartilagosos, modo agressivo, remoções grandes



RCP
Ressector do Perfil Completo

INDICAÇÃO

Tecidos moles, remoções pequenas



BO
Broca Oval

INDICAÇÃO

Moderadas remoções de tecidos ósseos



CM
Cortador de Menisco

INDICAÇÃO

Tecidos cartilagosos



BA
Broca Afilada

INDICAÇÃO

Grandes remoções de tecidos ósseos



BR
Broca Redonda

INDICAÇÃO

Pequenas remoções de tecidos ósseos



PCM
Perfil de Corte Médio

INDICAÇÃO

Tecidos moles e remoções médias



BD
Broca Diamantada

INDICAÇÃO

Grandes remoções de tecidos ósseos



BRSP
Broca Redonda (sem proteção)

INDICAÇÃO

Grandes remoções de tecidos ósseos



BASP
Broca Afilada (sem proteção)

INDICAÇÃO

Grandes remoções de tecidos ósseos



BOSP
Broca Oval (sem proteção)

INDICAÇÃO

Grandes remoções de tecidos ósseos

